



Intensivstation für Heimtiere

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ein warmes Nest



Intensivstation für Heimtiere

Die Vetario T30 ist eine neue, kompakte Intensivstation für Heimtiere. Sie verfügt über eine volldigitale Temperaturregelung und Frühwarnalarme. Die Temperatur wird automatisch durch einen Regler konstant gehalten und auf dem Display angezeigt. Die Vetario T30 bietet ein komfortables, warmes und hygienisch einwandfreies Umfeld für junge, kranke, verletzte oder schwache Tiere und ist ideal für Notfälle und die mobile Tierrettung geeignet.

- ▶ Digitale Temperaturregelung, programmierbar auf 0,1 °C
- ▶ Alarm für hohe und niedrige Temperatur
- ▶ Klare, gut einsehbare Verriegelungstür
- ▶ Einstellbare Belüftung
- ▶ Zur gründlichen Reinigung leicht zu zerlegen
- ▶ Aus antimikrobiellem Kunststoff
- ▶ Eingebauter Tragegriff
- ▶ 12 V Stromversorgung für optionalen Kfz-Adapter
- ▶ Ohne Umbau stapelbar
- ▶ Grundfläche: 240 x 240 mm
- ▶ Gesamtvolumen: 9,5 Liter
- ▶ Maße (in mm): H 297 x B 270 x T 275

219036

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de