

# veterinary technology for life leckemeyers

## Warm gebettet





### EickWarm Wärme-/Heizmatten

Ideal zur postoperativen Unterbringung oder nach der Geburt geeignet.

- Mit Temperatursteuerung von 35 45 °C
- Mit Zeitschaltuhr von 1 bis 9 Stunden
- Niedervoltspannung 12 V
- Wasserabweisend
- Problemlos im Dauerbetrieb einsetzbar

#### Wärme-/Heizmatte EickWarm

Maße (in cm): L 40 x B 30

#### 648048

#### Wärme-/Heizmatte EickWarm II

Maße (in cm): L 65 x B 50

#### 648050