



Cosypad® Matte

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Eine trockene Angelegenheit



648251

Cosypad® Matte

Cosypad® ist eine innovative Matte für Tiere, die nicht nur hohen Liegekomfort bietet, sondern auch das Auftreten von Druckstellen vermeidet und gleichzeitig Flüssigkeiten (z. B. Urin) vom Tier weggleitet. Die Cosypad® Matte lässt sich dabei sehr flexibel einsetzen: sowohl als Auflage für Behandlungstische, als Liegematte während der Aufwachphase oder auch als Unterlage in Tierkäfigen. Zudem kann die Matte problemlos gewaschen sowie desinfiziert werden und ist durch die kurze Trockenzeit schnell wieder einsatzbereit.

- ▶ Verringert den Druck auf Muskeln und Gelenke und sorgt so für optimalen Komfort
- ▶ Durchlässig für Flüssigkeiten – das Tier bleibt im Trockenen
- ▶ Durch optimale Belüftung und sehr gute Thermoregulation unterstützt die Cosypad® Matte eine schnelle Wundheilung
- ▶ Hypoallergenes, geruchloses und antibakterielles Material mit Formgedächtnis
- ▶ Sehr widerstandsfähig und verrottungsfest
- ▶ Isolierfähig – schützt das Tier beim Liegen auf einem kühlen Untergrund
- ▶ Bei 40 °C maschinenwaschbar
- ▶ Desinfektionsmittelbeständig, bei Verwendung eines geeigneten Desinfektionsmittels

▶ Maße (in cm): L 71 x B 55

▶ Gewicht: 500 g

648251

▶ Maße (in cm): L 115 x B 60

▶ Gewicht: 900 g

648253