



DENTO-DORM®
Lagerungskissen


Optimal gelagert



605960



605961



DENTO-DORM® Lagerungskissen

- ▶ Stabilisiert durch unzählige kleine Luftpolster die Körpertemperatur der Patienten während der Narkose
- ▶ Unterstützt die Lagerung des Patienten und ermöglicht dadurch ergonomisches Arbeiten
- ▶ Verhindert ein Rutschen des Patienten auch bei Schräglage des Behandlungstisches
- ▶ Ist wasserfest und weist eine hygienische, kleinporige, versiegelte Oberfläche auf, die leicht zu reinigen und desinfizieren ist
- ▶ Aus Hartschaum, enthält keine chemischen Bestandteile zur Vernetzung, ist robust, formstabil und dabei sehr leicht

Lagerungskissen DENTO-DORM®

- ▶ Nach MIHALJEVIĆ
- ▶ Für Dentalbehandlung, Röntgen, CT und Chirurgie
- ▶ Inkl. 4 Lagerungskeilen
- ▶ Maße (in cm): L 75 x B 30 x H 8

605960

Kopflagerungshilfe DENTO-DORM®

Das Set besteht aus 2 Kopflagerungskeilen passend für die Dento-Dorm® Lagerungsmatratze (605960)

605961