



Pawsitioner Lagerungshilfen

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Immer in Position

Pawsitioner Lagerungshilfen

Lagerungshilfe zur sicheren Lagerung bei Operationen und bildgebenden Verfahren (Röntgen, Ultraschall, CT, MRT). Mithilfe des Pawsitioners lassen sich die Tiere optimal fixieren. Insbesondere lassen sich die Patienten leichter von der OP-Vorbereitung in den OP oder zu bildgebenden Geräten transportieren.

Jede Pawsitioner Lagerungshilfe ist perfekt auf die jeweilige Tiergröße abgestimmt. Durch die schnelle und sichere Fixation werden Röntgenaufnahmen erleichtert und die Strahlenbelastung reduziert, da das Halten der Tiere entfällt.

- ▶ Viele Fixationsmöglichkeiten durch Klett-Bänder
- ▶ Röntgendurchlässig

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ▶ Größe XS | ▶ Größe M | ▶ Größe XL |
| ▶ Länge: 60 cm | ▶ Länge: 95 cm | ▶ Länge: 150 cm |
| ▶ Breite: 17 cm | ▶ Breite: 28 cm | ▶ Breite: 40 cm |

605921

605923

605925

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ▶ Größe S | ▶ Größe L |
| ▶ Länge: 75 cm | ▶ Länge: 115 cm |
| ▶ Breite: 22 cm | ▶ Breite: 35 cm |

605922

605924

Set

- ▶ Bestehend aus 5 Größen und Wandbefestigung zur platzsparenden Lagerung

605920



605925

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de