




Ultraschall-Tischaufsatz
nach Dr. Schramm

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut gelagert – gut geschallt



Ultraschall-Tischaufsatz nach Dr. Schramm

- ▶ Für die kardiologische Untersuchung
- ▶ Mit ergonomisch ausgeschnittenem Fenster
- ▶ Bietet ausreichende Bewegungsfreiheit für den Untersucher
- ▶ Sicheres und leichtes Aufstellen
- ▶ Geringer Platzbedarf
- ▶ Für Untersuchungstische mit einer Breite ab 45 cm und einer Länge ab 100 cm
- ▶ Mit 5 Klappfüßen
- ▶ Mit Aussparung für Herzultraschall in Dreiecksform (L 30 x B 35 cm)
- ▶ Aus PE500
- ▶ Ohne gepolsterte Auflage

303978

Gepolsterte Auflage mit Ausschnitt

- ▶ Für Ultraschall-Tischaufsatz nach Dr. Schramm (303978)
- ▶ Doppelseitig verwendbar
- ▶ Mit Klettbandern für einen sicheren Halt

303979

Einsatz für Katzen

- ▶ Für Ultraschall-Tischaufsatz nach Dr. Schramm (303978)

303977

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de