



Stoßwellengerät
LIKAWAVE VARIO VET

Beim Pferd bewährt – jetzt auch für Kleintiere



326000

Stoßwellengerät LIKAWAVE VARIO VET

Die ESWT hat sich in der Therapie von Sportpferden seit Langem bewährt und auch Kleintiere profitieren (z.B. bei Gelenkserkrankungen, Spondylosis, allgemeinen Sehnen- und Sehnenscheideerkrankungen, Hüftgelenkdisplasie und Frakturen). Ein besonders großes Indikationsspektrum eröffnet das neue System LIKAWAVE VARIO VET. Zu seinen Einsatzbereichen zählt zum Beispiel auch die Verbesserung bzw. Beschleunigung der Wundheilung – bei chronischen Wunden, aber ebenso nach Operationen.

- ▶ 3 verschiedene Behandlungsmodi: Linear, Dreieckform, Pulsform
- ▶ Intensität der Impulse (Stoßwellen) in 25 Stufen regelbar
- ▶ Frequenz der Impulse (Stoßwellen): 1 – 12 Hz
- ▶ Anzahl der Impulse (Stoßwellen): 250 – 5'000
- ▶ Maße (in cm): L 34 x B 30 x H 20

Lieferumfang:

- ▶ LIKAWAVE VARIO VET Gerät mit Touchdisplay (10,4")
- ▶ Netzkabel 3 m mit Winkelstecker
- ▶ Ultraschallgel (250 ml)
- ▶ Handstück mit 3 m Anschlussschlauch
- ▶ Applikator S, Ø 10 mm, grün
- ▶ Applikator M, Ø 15 mm, blau
- ▶ Applikator L, Ø 20 mm, lila
- ▶ Touchscreenstift, Touchscreentuch
- ▶ LIKAWAVE VARIO VET Zubehörkoffer

326000



326001



326002

LIKAWAVE VARIO VET Koffer

- ▶ Mit Schaumstoffeinlage
- ▶ Farbe: schwarz

326001

LIKAWAVE VARIO VET Trolley

- ▶ Ohne Koffer
- ▶ Für 326001

326002