



EICKEMEYER® Blut- und Infusionswärmer

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut gewärmt



EICKEMEYER® Blut- und Infusionswärmer

Der EICKEMEYER® Blut- und Infusionswärmer verringert die Temperaturdifferenz zwischen IV-Flüssigkeit und dem Patienten und minimiert das Auftreten einer Hypothermie.

- ▶ Zum Anwärmen aller intravenös verabreichten Flüssigkeiten
- ▶ Einfach zu bedienen
- ▶ LED Display mit Temperaturanzeige
- ▶ Genaue Temperaturregelung zwischen 35 °C und 42 °C (0,1 °C Schritte)
- ▶ Alarme: Überhitzung, zu niedrige Temperatur, Systemfehler, Tür offen, Heizungserinnerung
- ▶ Zwei Befestigungsmöglichkeiten: mit Lanyard oder Befestigungsklemme
- ▶ Aufwärmzeit: weniger als 2 min
- ▶ Stromversorgung: 100 – 240 V
- ▶ Netzspannung: 50/60 Hz
- ▶ Power: 85 VA
- ▶ Maße (in cm): L 18 x B 7 x T 3,5
- ▶ Gewicht: 200 g (ohne Befestigungsklemme), 400 g (mit Befestigungsklemme)

402092

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de