



HiRay PLUS  
Hochfrequenz-Röntgengerät

# Leichtgewicht mit starker Leistung

## HiRay PLUS Hochfrequenz-Röntgengerät

### Das Leichtgewicht mit der starken Leistung.

Das HiRay PLUS ist ein tragbares Hochfrequenz-Röntgengerät, welches sich sowohl für den Außeneinsatz als auch für die Kleintierpraxis eignet. Besonderes Kennzeichen ist ein leistungsstarker HF-Inverter, das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen sowie ein integriertes Lichtvisier mit Fadenkreuz und zwei Zentrierlaserdioden zur genauen Distanzmessung.



701115

### Technische Daten

- ▶ Hohe HF-Leistung 40 – 100 kV/max. 30 mA, 2 kW
- ▶ Einstellbereiche: 32 verschiedene mAs-Bereiche
- ▶ Organautomatik (8 Speicherplätze)
- ▶ Fokus 1,2 x 1,2 mm
- ▶ Lichtvisier mit heller Halogenbirne und automatischer Zeitschaltuhr
- ▶ Integrierter Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ Mit 2-stufigem Hand-Auslöseschalter
- ▶ Drehbares Display für die Klein- oder Großtierpraxis
- ▶ Im praktischen und stabilen Alukoffer
- ▶ PTB zugelassen und geprüft
- ▶ Kompakte Abmessungen (in cm): L 28 x B 16,3 x H 16
- ▶ Geringes Gewicht: nur 8,9 kg

### 701115

Röntgenstativ für tragbare Röntgengeräte

### 701118

Fußschalter für HiRay Röntgengeräte

### 701121



701118



701121