



DigiVet® DR Portables
WLAN Röntgenpanel

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Vielseitig & tragbar

DigiVet® DR Portables WLAN Röntgenpanel

Vielseitiger tragbarer Flachdetektor für die digitale Röntgenbildung für den Einsatz in der mobilen Pferdepraxis

Dieses Gerät ist ein tragbarer Flachdetektor mit einer aktiven Fläche von 25 x 30 cm (10" x 12") für die digitale Röntgenbildung in verschiedenen Anwendungen. Sein 124 µm Pixel TFT-Sensor ermöglicht hochauflösende Bilder und sein WLAN Kommunikationssystem bietet eine schnelle, drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit. Röntgenaufnahmen können direkt an einen Computer oder Laptop mit WLAN-Verbindung übertragen werden. Darüber hinaus ermöglicht es Benutzern mit der zuverlässigen automatischen Röntgen-Expositionserkennung Anytime™ die Untersuchung mit jeder Art von Röntgensystemen durchzuführen.



Anwendungsbeispiel

- ▶ Höchste Auflösung durch CsI PLUS Szintillator
- ▶ Schnelle, kabellose Datenübertragung über Dualband
- ▶ Direkte Kommunikation mit Smart Devices (Inside AP™)
- ▶ Viewer-Software läuft auf dem Windows™ Betriebssystem (VXvue™)

Technische Daten

- ▶ Szintillator: CsI (DQE Technologie für reduzierte Dosis)
- ▶ Pixelabstand: 124 µm x 124 µm
- ▶ Auflösung: > 4 lp/mm
- ▶ Aktive Fläche (in Pixel): 2.048 x 2.560
- ▶ Graustufen: 16.384 Stufen
- ▶ Röntgenspannungsbereich: 40–150 kVp
- ▶ Automatischer Trigger: AED (Automatic Exposure Detection) Modus
- ▶ Bildaufnahmezeit: 1,5 Sek. (Kabel), 3 Sek. (WLAN)
- ▶ Batterie: Lithium-Ionen Batterie, 3.400 mAh
- ▶ Maße (in cm): L 28,7 x B 35 x H 1,5 cm
- ▶ Gewicht: 2,1 kg

708485

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de