

DIGITALES RÖNTGEN DIGIVET® CR READER

Kompakt & präzise



Digitales Röntgen

KOMPAKT & PRÄZISE DIGIVET® CR READER

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Der DigiVet® CR Reader bietet glasklare Bildqualität und passt sogar in den kleinsten Röntgenraum.

**Glasklare
Bildqualität**

**Einfaches
Handling**

Bessere Bildqualität

Der DigiVet® CR Reader zeichnet sich durch moderne Technologien mit optimaler Signalerfassung aus: Glasklare Bilderfassung für Bildgebungsanwendungen in der Veterinärmedizin.

Neues Design

Der DigiVet® CR Reader ist klein und leicht. Dank der kompakten Größe kann er auf einem Tresen positioniert oder an der Wand montiert werden.

Optimierte Bildgebungsparameter

Die qualitativ hochwertigen Digitalbilder können vergrößert, vervielfältigt und in Sekundenschnelle ohne Verluste bei der Auflösung an jeden beliebigen Standort gesendet werden.

Neue Kassetten

Die neuen Kassetten halten auch den Herausforderungen ausgelasteter Tierarztpraxen stand. Die Speicherfolie wird nicht gebogen oder aufgerollt und während des Lesevorgangs nicht berührt.

„Der DigiVet® CR Reader bietet mir unvergleichliche Bildqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.“



DIGITALES RÖNTGEN DIGIVET® CR READER

- ▶ Automatische Verarbeitung von Kassetten und Folien
- ▶ Integriertes Scannen und Löschen in einem Schritt
- ▶ Robuste, verwindungssteife Optik
- ▶ Lüfterloses System für besseren Staubschutz
- ▶ Leise, stabil und wartungsarm
- ▶ Optimal für die Telemedizin
- ▶ Komplettes Premium-Paket:
 - 24 Monate Garantie auf alle Teile
 - 2 Kassetten



-
- | | | |
|--|---|---|
| ▶ 2 Kassettengrößen:
35 cm x 43 cm, 24 cm x 30 cm | ▶ Auflösung: Datenerfassung:
16 Bit pro Pixel, 65.535 Graustufen | ▶ Wandhalterung separat erhältlich |
| ▶ Wählbare Pixelgröße:
Hoch: 100 µm, Standard: 200 µm | ▶ Benutzerfreundliche
Aufnahme-Software | ▶ Maße (in cm):
H 13,7 x B 45,6 x T 80,3 |
| ▶ Durchsatz: bis 50 Folien/Stunde
(35 cm x 43 cm) | ▶ DICOM kompatibel | ▶ Gewicht: 19,5 kg |
| | ▶ Brennen von CDs/DVDs | 707960 |

KOMPLETTLÖSUNGEN DIGITALES RÖNTGEN



TISCHSTATIV MOBILE RÖNTGENERÄTE

- ▶ Tischplatte aus strahlentransparentem Kunststoff
- ▶ „Schwimmende Tischplatte“
- ▶ Kassetten-Raster-Lade mit Mittenzentrierung
- ▶ Maße (in cm): H 195 x B 90 x L 154

701475

FUSSSCHALTER HIRAY PLUS/HIRAY 5

701121



RÖNTGENERÄT HIRAY PLUS

- ▶ Hohe HF-Leistung 40–100 kV/ max. 30 mA, 2 kW
- ▶ 32 mAs Einstellbereiche
- ▶ Organautomatik: 8 Speicherplätze
- ▶ Fokus 1,2 x 1,2 mm
- ▶ Lichtvisier mit heller Halogenbirne und automatischer Zeitschaltuhr
- ▶ Integrierter Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ Mit 2-stufigem Hand-Auslöseschalter
- ▶ Drehbares Display für die Klein- oder Großtierpraxis
- ▶ Im praktischen und stabilen Alukoffer
- ▶ PTB zugelassen und geprüft
- ▶ Kompakte Abmessungen (in cm): B 16,3 x L 28 x H 16
- ▶ Geringes Gewicht: nur 8,9 kg

701115



RÖNTGENERÄT HIRAY 5

- ▶ Sehr hohe HF-Leistung: 40–120 kV/max. 16 mAs, 5 kW
- ▶ Einstellbereiche: 26 verschiedene mAs-Bereiche
- ▶ Organautomatik: 168 Speicherplätze
- ▶ Fokus: 1,8 x 1,8 mm
- ▶ Lichtvisier mit heller Halogenbirne und automatischer Zeitschaltuhr
- ▶ Integrierter Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ Mit 2-stufigem Hand-Auslöseschalter
- ▶ Im praktischen und stabilen Alukoffer
- ▶ Maße (in cm): B 20,3 x L 35 x H 16
- ▶ Gewicht: nur 14 kg

701105