



HiRay DENTAL
Dentales Röntgengerät

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Scharfe Aufnahmen – schnell und sicher



176530



176535

HiRay DENTAL Dentales Röntgengerät

Das präzise, zuverlässige und ergonomische HiRay DENTAL Hochfrequenz-Röntgengerät bietet anwenderfreundliche Funktionen, beste Leistung und exzellente Bildqualität. Kurze Expositionszeiten ermöglichen eine signifikante Dosisreduktion für den Patienten sowie scharfe, wiederholbare und qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen.

- ▶ Einfach, intuitiv und sicher
- ▶ Niedrigere Dosis bei hoher Auflösung
- ▶ Durchdachtes Design und kurze Belichtungszeit helfen den Arbeitsablauf zu beschleunigen
- ▶ Stabile Arme garantieren eine präzise Linearbewegung, um das Risiko, dass sich die Röhre während der Aufnahme bewegt, zu reduzieren
- ▶ Erzeugt durch einen kleinen Fokus Bilder von höchster Qualität, egal ob Filme, Speicherfolien oder digitale Sensoren verwendet werden

Technische Daten

- ▶ Fokus: 0,4 mm
- ▶ Belichtungszeit: 0,01 – 2 Sek.
- ▶ Hohe Spannung: 60 – 65 – 70 kVp
- ▶ Anodenstrom: 5 mA
- ▶ Minimaler Fokus-Hautabstand: 200 mm
- ▶ Gesamtfilterung: > 2 mm Al eq.
- ▶ Bestrahlter Bereich: bei 200 Ø 55 mm
- ▶ Spannungsversorgung: 120 – 230 V (±10 %)

Wandmodell

- ▶ Maximale Ausladung:
ca. 1,98 m
- ▶ Montage bauseits

Stativmodell

- ▶ Maximale Ausladung:
ca. 1,30 m

176535

176530

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de