



Ultraschallreinigungsgeräte

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Bis in jeden Winkel



561008

Ultraschallreinigungsgeräte

Universalgeräte mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse – für die einfache und sichere Instrumentenreinigung und ideale Reinigungsergebnisse.

- ▶ Zeitschaltuhr: 1 – 60 min/Dauerbetrieb
- ▶ Heizung: 20 – 80 °C
- ▶ Edelstahlkorb schont Reinigungsgut und Schwingwanne
- ▶ Edelstahldeckel dämmt Geräusche
- ▶ Inkl. Edelstahldeckel, Siebkorb, 100 ml Reinigungskonzentrat und 500 ml gratis

Wanneninhalt 6,0 l, 180 Watt

- ▶ Mit Ablaufhahn
- ▶ Innenabmessungen
Wanne (in cm):
L 30,2 x B 15,2 x H 15

561010

Wanneninhalt 4,0 l, max. 120 Watt

- ▶ Mit Ablaufhahn
- ▶ Innenabmessungen
Wanne (in cm):
L 30,2 x B 15,2 x H 10

561009

Wanneninhalt 2,2 l, max. 60 Watt

- ▶ Ohne Ablaufhahn
- ▶ Innenabmessungen
Wanne (in cm):
L 23,8 x B 13,8 x H 6,5

561008

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de