

ULTRASCHALL MAGIC 500 PLUS

Ein neuer Standard



Ultraschall

EIN NEUER STANDARD MAGIC 500 PLUS

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Das MAGIC 500 PLUS erfüllt die höchsten Ansprüche an die Mobilität im Stall.



Bildqualität

Über das Display mit einer Diagonalen von fast 15 cm erhalten Sie ein gutes Bild für Ihre Befundung.

Einfach archivieren

Sie können Bilder und Videos entweder direkt auf dem Gerät oder via WLAN-Verbindung extern speichern. Durch die Möglichkeit zur nachträglichen Messung können wir für Sie einen effizienten Untersuchungsablauf sichern.

Effektives Arbeiten

Um Ihnen ein optimales Arbeiten zu ermöglichen, verfügt das Gerät über eine lange Akkulaufzeit (300 min), kann leicht am Arm getragen oder um den Hals gehängt werden und ist vor Witterungseinflüssen geschützt.



"Das MAGIC 500 PLUS ist ideal für meine mobile Großtierpraxis. Bei der Untersuchung im Stall habe ich einen guten Blick auf das Gerät an meinem Arm."

1,1 kg leicht

ULTRASCHALL MAGIC 500 PLUS

Anwendungsbereiche

Trächtigkeitsuntersuchungen bei Rind und Pferd

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- Vet-Trächtigkeitsberechnungen und Standardmessungen
- Rückenfett- und Lendendicke-Berechnung
- Messungen auch unter 1 mm Größe sind möglich
- Ultraschallbild individuell einstellbar

Besondere Features Entspiegeltes Ultraschallbild individuell einstellbar Schutz durch spritzwassergeschützte Entlüftung und Folientastatur Drahtlose Anbindung zu externem Monitor WLAN-Verbindung zu PC/Laptop/Tablet/Smartphone Inkl. 6,5 MHz Schallkopf, linear rektal

Technische Daten

- LED-Monitor mit nahezu 15 cm Bildschirmdiagonale
- Bilder und Videoclips auf dem Gerät speicherbar
- ▶ Höhere Diagnosesicherheit mit Cine Memory (256 Frames)
- Unbegrenzte Speichermöglichkeit von Bildern über WLAN-Verbindung
- Befestigungsringe zum leichten Umhängen
- Abmessungen (in cm): B 16 x H 16 x T 7

303790

Ultraschall



ZUBEHÖR FÜR MAGIC 500 PLUS

Schallkopftechnologie mit einer überragenden Bildqualität. Unsere Schallköpfe sind in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass wir Ihnen stets eine Lösung anbieten können, die die Anforderungen Ihres Fachgebiets erfüllt.



SCHALLKOPF MIKRO-KONVEX

6,5 MHz303791



SCHALLKOPF LINEAR T-FÖRMIG

7,5 MHz303793



SCHALLKOPF LINEAR REKTAL

- Im Geräteumfang enthalten
- ▶ Frequenzbereich: 5,5 9,0 MHz 303792



HANDSCHUH (LINKE HAND) FÜR MAGIC 500 PLUS

► Im Geräteumfang enthalten 30379002



HANDSCHUH (RECHTE HAND) FÜR MAGIC 500 PLUS

30379001



Untersuchung einer tragenden Stute