

# ULTRASCHALL MAGIC P1

*Mobil & leistungsstark*



# Ultraschall

## MOBIL & LEISTUNGSSTARK MAGIC P1

---

*Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Mehr Mobilität muss nicht zu Lasten der Leistung gehen. Das MAGIC P1 zählt mit seinen hochentwickelten Funktionen zu den fortschrittlichsten Premium-Farbdopplersystemen im Laptop-Format. Die außergewöhnlich hohe technische Ausstattung garantiert in allen Anwendungen beste Bildqualität.*



### Exzellente Bildqualität

Durch die Verwendung modernster Bildoptimierungswerkzeuge wird die Bildqualität dieses mobilen High-End-Gerätes für Sie auf ein außergewöhnliches Level gehoben. Sollten Sie neben der großen Auswahl an Einstellungen noch besondere Wünsche, wie z. B. Elastografie, Gewebedoppler oder ähnliches haben, so können wir Ihnen das gerne maßgeschneidert anbieten.

### Bilder archivieren

Ihre Bilder, Berichte und Messungen lassen sich per Bildexport an Ihren Praxisrechner oder via speziellen Apps an Ihre mobilen Endgeräte zwecks Datenaustauschs versenden.

### Effizientes Arbeiten

Sie profitieren von der außergewöhnlich hohen technischen Ausstattung, welche Sie in Ihrem Arbeitszeitmanagement grundlegend unterstützt.

---

*„Mit dem MAGIC P1 konnten wir unsere Untersuchungsergebnisse in allen Bereichen weiter verbessern. Die optimierten Bedienungsschritte verkürzen die Schallzeit erheblich. Wir haben jetzt mehr Zeit für unsere Patienten.“*

---

## 5 kg leicht

Gerne führen wir Ihnen das Gerät in Ihrer Praxis vor. Rufen Sie uns einfach an: +49 7461 96 580 0/  
+41 71 788 23 13.

Eickemeyer



# ULTRASCHALL MAGIC P1

## Anwendungsbereiche


- ▶ Kleintiere: Abdomen, Kardiologie
- ▶ Heimtiere: Abdomen, Kardiologie
- ▶ Pferde: Abdomen, Gynäkologie, Orthopädie

## Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ Übersichtliches Patientenmanagement
- ▶ Optimierte Bildauflösung einstellbar
- ▶ Verbessertes Pre- und Postprocessing
- ▶ Bildvergrößerung ohne Qualitätsverlust
- ▶ THI
- ▶ Farb-, PW-, CW-, Power-Doppler
- ▶ Auto-Doppler: automatische Bildparameteranpassung

## Besondere Features

- ▶ Bequeme Reportfunktion
- ▶ Spezielle Vet-Software (Bodymarks, Trächtigkeitsmessung)
- ▶ Einkristall-Technologie für brillante Kardio-Bilder
- ▶ Modernste Bildoptimierungswerkzeuge (64-Beam Processing mit Verarbeitung von bis zu 5.000 Bildern pro Sekunde)



## Technische Daten

- ▶ LED-Monitor, HD, 39 cm Diagonale, kippbar
- ▶ Interner Speicher 240 GB
- ▶ 2 USB-Anschlüsse
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM/DICOM Worklist optional)
- ▶ Lange Akkulaufzeit von bis zu 1,5 Stunden
- ▶ Abmessungen (in cm): B 35 x H 37 x T 6,5
- ▶ Nur 5 Sekunden Startzeit
- ▶ 2 Sondenanschlüsse

**304490**

## Ultraschall

# ZUBEHÖR FÜR MAGIC P1

Schallkopftechnologie mit einer überragenden Bildqualität. Unsere Schallköpfe sind in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass wir Ihnen stets eine Lösung anbieten können, die die Anforderungen Ihres Fachgebiets erfüllt.



### SCHALLKOPF MIKRO-KONVEX

► Frequenzbereich: 3,5–10 MHz  
**30449004**



### SCHALLKOPF KONVEX

► Frequenzbereich: 2,5–5 MHz  
**30449008**



### SCHALLKOPF LINEAR T-FÖRMIG

► Frequenzbereich: 3–13 MHz  
**30449003**



### SCHALLKOPF PHASED ARRAY

► Frequenzbereich: 2–7 MHz  
**30449005**




### SCHALLKOPF PHASED ARRAY

► Frequenzbereich: 1–5 MHz  
**30449006**



### GERÄTEWAGEN FÜR MAGIC P1

► Für den sicheren Transport  
 ► Mit großen Rollen und großer Ablagefläche  
 ► Höhenverstellbar  
**30449007**



Milz in s/w Modus



### SCHALLKOPF LINEAR REKTAL

► Frequenzbereich: 4–9 MHz  
**30449009**