

ULTRASCHALL VETUS 7

Brillant & vielseitig





Ultraschall

BRILLANT & VIELSEITIG VETUS 7

Die größere Bedienoberfläche des Vetus 7 stellt mehr Informationen zur Verfügung und erleichtert die Übersicht und die Bedienung.



Hervorragende Bildqualität

Durch modernste Bildoptimierungswerkzeuge profitieren Sie von beeindruckenden Darstellungen selbst feinster Strukturen in Herz und Abdomen.

Einfach archivieren

Bilder und Berichte können Sie einfach und schnell an den Praxisrechner übertragen und sind dank iStation™ sofort erneut aufrufbar. Der Bildexport via DICOM ist möglich. Über den Touchscreen können Sie alle gewünschten Funktionen leicht einstellen.

Effizientes Arbeiten

Neben den vielfältigen Einstellungen erhalten Sie ein Paket an Einstellungen, welches Ihnen den Arbeitsablauf erleichtert. Dieses umfasst unter anderem automatische Messungen, standardisierte Berichte und zusammengefasste Abläufe.



"Mit dem Vetus 7 bin ich in meiner Praxis für alle Anforderungen einer qualifizierten Ultraschalldiagnostik gerüstet – und es ist sehr einfach in der Bedienung."

leistungsstark

ULTRASCHALL VETUS 7

Anwendungsbereiche

- ▶ Kleintiere: Abdomen, Kardiologie
- ▶ Heimtiere: Abdomen, Kardiologie

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- iStation™: einfache Patientendatenund Befundverwaltung
- iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- iTouch™: automatische Gain-Einstellung
- 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- iNeedle™: optimierte Darstellung der Nadel
- THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastauflösung
- Farb-, PW-, CW-, Power-Doppler

Besondere Features

- ▶ Auto-EF: für die Kardiologie
- Echo Boost™: für die Kardiologie
- ▶ EKG-Modul
- Rohdatenverarbeitung möglich
- Geschützte, ausziehbare Tastatur



Technische Daten

- LCD-Monitor, Full-HD, 55 cm
 Diagonale, multidirektionaler
 Gelenkarm
- Zusätzlicher Touchscreen,34 cm Diagonale
- Bildexport in Windowsformate (DICOM Send und DICOM Worklist)
- Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ 4 Sondenanschlüsse
- Abmessungen (in cm): B 53,8 x H 119,5 x T 85,5
- ▶ Inkl. 3 Sonden C11-3s, L12-4s, P8-2s

305070

Ultraschall



ZUBEHÖR FÜR VETUS 7

Schallkopftechnologie mit einer überragenden Bildqualität. Unsere Schallköpfe sind in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass wir Ihnen stets eine Lösung anbieten können, die die Anforderungen Ihres Fachgebiets erfüllt.



SCHALLKOPF MIKRO-KONVEX

- Modell C11-3s
- Frequenzbereich: 2,6 12,8 MHz
- Im Lieferumfang enthalten



SCHALLKOPF KONVEX

- Modell C6-2s
- Frequenzbereich: 1,3 5,7 MHz305071



SCHALLKOPF LINEAR T-FÖRMIG

- Modell L12-4s
- Frequenzbereich: 4,4-13,5 MHz
- Im Lieferumfang enthalten



SCHALLKOPF PHASED ARRAY

- Modell P4-2s
- Frequenzbereich: 1,3 4,6 MHz / H3,4 / H3,8 / H4,2 MHz

30507001



SCHALLKOPF PHASED ARRAY

- Modell P8-2s
- Frequenzbereich: 2,3 7,2 MHz
- Im Lieferumfang enthalten



Darstellung der Milz im B-Mode und des Milzhilus mit Color-Doppler



Trächtigkeit im Frühstadium dargestellt mit dem Linear-Schallkopf