



Einmalspritze EickInject,
3-teilig

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Einfacher mit EickInject



050356



050358



050360

Einmalspritze EickInject, 3-teilig

- ▶ Mit Gummikolben
 - ▶ Mit Luer-Ansatz
 - ▶ Steril
 - ▶ Einzeln verpackt
-
- ▶ 1 ml, mit Spardorn
 - ▶ Zentrisch
 - ▶ 100 Stück pro Packung
- 050356**
- ▶ 2 ml
 - ▶ Zentrisch
 - ▶ 100 Stück pro Packung
- 050357**
- ▶ 3 ml
 - ▶ Zentrisch
 - ▶ 100 Stück pro Packung
- 050358**
- ▶ 5 ml
 - ▶ Zentrisch
 - ▶ 100 Stück pro Packung
- 050359**
- ▶ 10 ml
 - ▶ Exzentrisch
 - ▶ 100 Stück pro Packung
- 050360**
- ▶ 20 ml
 - ▶ Exzentrisch
 - ▶ 50 Stück pro Packung
- 050361**
- ▶ 50 ml
 - ▶ Exzentrisch
 - ▶ 25 Stück pro Packung
- 050362**

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de