



EickInject Einmalkanülen

veterinary technology for life
Eickmeyer®

Wann machen Sie den nächsten Stich?



EickInject Einmalkanülen

- ▶ Spezialschliff für schmerzarme Punktion
- ▶ Kombierter Luer-Lock Ansatz
- ▶ Farbcodiert nach ISO-Norm
- ▶ Steril, einzeln verpackt
- ▶ Packung mit 100 Stück

- ▶ 0,50 x 16 mm/25 G x 5/8" ▶ 0,80 x 25 mm/21 G x 1"
- ▶ Orange ▶ Grün

050376

050370

- ▶ 0,50 x 25 mm/25 G x 1" ▶ 0,80 x 40 mm/21 G x 1 1/2"
- ▶ Orange ▶ Grün

050369

050366

- ▶ 0,60 x 16 mm/23 G x 5/8" ▶ 0,90 x 25 mm/20 G x 1"
- ▶ Blau ▶ Gelb

050372

050375

- ▶ 0,60 x 25 mm/23 G x 1" ▶ 0,90 x 40 mm/20 G x 1 1/2"
- ▶ Blau ▶ Gelb

050368

050365

- ▶ 0,70 x 30 mm/22 G x 1 1/4" ▶ 1,10 x 40 mm/19 G x 1 1/2"
- ▶ Schwarz ▶ Elfenbein

050367

050364

- ▶ 0,80 x 16 mm/21 G x 5/8" ▶ 1,20 x 40 mm/18 G x 1 1/2"
- ▶ Grün ▶ Rosa

050371

050363

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
info@eickmeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickmeyer.de