



EickPad Polsterbinde

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut gepolstert!



050755

EickPad Polsterbinde

- ▶ Luftdurchlässig und temperatenausgleichend
- ▶ Anwendungsbereiche: zum Schutz von exponierten Knochen- und Nervenpartien unter Verbänden, zum Unterpolstern von Schienen und Schienenverbänden, in der Wundbehandlung in Kombination mit textilen Wundauflagen oder Salbentüll als luftdurchlässiges Polster
- ▶ Material: 100 % Polyester
- ▶ Länge: 2,7 m
- ▶ Breite: 6 cm
- ▶ Beutel mit 12 Rollen

050755

- ▶ Breite: 10 cm
- ▶ Beutel mit 12 Rollen

050756

- ▶ Breite: 15 cm
- ▶ Beutel mit 6 Rollen

050757

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de