



Thoraxdrainage-System

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut unter Druck

Thoraxdrainage-System

- ▶ Ideal für Kleintiere
- ▶ Einzeln steril verpackt

Mini-Faltenbalg mit Universalschraubenkonnektor für LEO-Ventil
457570

Einweg-Ventil aus PVC

- ▶ Zur Thoraxdrainage (LEO-Ventil)
- ▶ Für große und kleine Hunde sowie Katzen
- ▶ Ideales Gerät zur Wiederherstellung des Unterdrucks in der Pleuralhöhle und zur allgemeinen Saugdrainage

457580

Thorax-Trokar-Katheter

- ▶ Zum sicheren Platzieren ist eine gute Hautinzision notwendig
- ▶ Leicht am LEO-Ventil zu adaptieren
- ▶ Ø 3,3 mm

- ▶ Für Katzen und kleine Hunde
- ▶ Länge: 150 mm

457585

- ▶ Für große Hunde
- ▶ Länge: 250 mm

457586

Adapter für Einweg-Ventil (Leo)

- ▶ Zur Verbindung von LEO-Ventil und Faltenbalg

Schlauchlänge 300 mm
(FO-1921)

45758001

Schlauchlänge 150 mm
(FO-1920)

45758002



457570



457580



457585



457586

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de