




Fahrbare Dentaleinheiten
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Für mehr Mobilität bei der Zahnbehandlung!



174023

Fahrbare Dentaleinheiten Profident und Profident PLUS

Die Zahnbehandlungseinheiten Profident sind die Summe vieler langjähriger Erfahrungen auf dem Gebiet der Zahnheilkunde und bieten ein weites Anwendungsspektrum: ob in der Allgemeinpraxis oder für Zahnspezialisten. Die Dentaleinheiten Profident bieten ein klares und modernes Design verbunden mit hoher Mobilität und geringem Platzbedarf. Das Stativ ist höhenverstellbar und die Handstücke ergonomisch günstig angeordnet.

Profident

- ▶ Dreiwegespritze (Wasser/Luft/Spray)
- ▶ High Speed Winkelstück, Luft/Wasser und Absaugung
- ▶ Low Speed Handstück mit Drehkupplung
- ▶ Anbringung des Kompressors auf das Fahrstativ montierbar

174023

Zubehör

- ▶ Low Speed Handstück mit Innen-Wasserkühlung
(Bitte separat bestellen)

174022

Profident PLUS

- ▶ Wie Profident (174023), zusätzlich mit LED-Zahnsteinentferner und Turbinenhandstück mit LED-Beleuchtung

174024

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de



Fahrbare Dentaleinheiten
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life
Eickemeyer®



17430002



17404301

Profident Zubehör

Kompressor

- ▶ Verwendbar mit allen EICKEMEYER® Dentaleinheiten
- ▶ Leise (ca. 40 dB(A)) und wartungsarm
- ▶ Leistungsstark: 340 Watt; 230 V, 8 bar/116 psi, 37 l/min
- ▶ Maße (in cm): B 43 x L 45 x T 20

17430002

Mikro-Ölfilter

- ▶ Reduziert den Ölgehalt in der Kompressorluft bis auf 0,01 %
- ▶ Damit Ihre Handstücke länger leben

17404301



174004

Starterkit Profident/Profident PLUS

- ▶ Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente
- ▶ Schraubadapter für Hand- und Winkelstücke
- ▶ Sprühdüse "E"-Type für Low Speed Handstücke
- ▶ Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch
- ▶ Zahnpolitur-Paste, 150 g
- ▶ Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -Fräser
- ▶ 2x Rosenbohrer für HST ISO23
- ▶ 5x Rosenbohrer für Turbine ISO23
- ▶ 5x Bohrer für Katzen 23R010, für Turbine
- ▶ 5x Bohrer für kleine Hunde 23R012, für Turbine
- ▶ 5x Bohrer für mittlere Hunde 23R016, für Turbine

174004

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de