



DENTO-DORM®
Tracheal-Sponge Kofferset

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Für die sichere Zahnbehandlung



178260

DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Kofferset

Der DENTO-DORM® Tracheal-Sponge ist eine wasserabweisende Abdichtungsmembran für die Luftröhre, insbesondere für den Einsatz bei Zahnsteinentfernung und Dentalbehandlung. Er wird bei der Behandlung tief im Rachen positioniert und verhindert so das Eindringen von Zahnsteinbrocken und Wasser in den Rachenraum. Zudem hat der Schwamm mittig eine eng abdichtende Durchlassöffnung für den Trachealtubus, wodurch der Tubus gegen Verrutschen gesichert ist.

- ▶ Aus Zellkautschuk
- ▶ Inhalt: 48 Tracheal-Sponges in 9 verschiedenen Größen für die kleine Katze bis zum großen Hund (12 grob und 36 fein)

178260

DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Nachfüllpack

- ▶ Inhalt: 12 Sponges, grob, in 3 verschiedenen Größen

178261

- ▶ Inhalt: 36 Sponges, fein, in 6 verschiedenen Größen

178262



178261



178262

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de