




DENTANOMIC
Dentalinstrumente

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Zahnextraktion leicht gemacht!

DENTANOMIC Dentalinstrumente

DENTANOMIC Dentalinstrumente sind eine Innovation auf dem Gebiet der Dentalchirurgie und vereinfachen die Zahnextraktion wesentlich. Mit den auswechselbaren Klingen lassen sich die Instrumente schnell und einfach an die jeweilige OP-Situation anpassen. Außerdem muss nach Verschleiß der Klinge nicht mehr das gesamte Instrument entsorgt werden. Die Klingen sind extra gehärtet und verfügen über einen speziellen, sehr scharfen Anschliff, um die zervikalen Parodontalfasern ohne großen Kraftaufwand zu durchtrennen und den Parodontalspalt aufzuweiten. Der sehr leichte, ergonomisch geformte Handgriff aus hochwertigem Aluminium liegt optimal in der Hand und ermöglicht so eine sichere Instrumentenführung.




Handgriffe

Blau 175000	Grün 175001	Pink 175002	Orange 175008	Lila 175009
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Handgriffe mit längerem Schaft

Blau 175005	Grün 175006	Pink 175007	Orange 175003	Lila 175004
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------




Elevator-Klingen

2 mm 175100	3 mm 175101	4 mm 175102	5 mm 175103
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Luxator-Klingen

1,5 mm 175104	2 mm 175105	3 mm 175106	4 mm 175107	5 mm 175108
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de