



WORLD WIDE EQUINE
Maulgatter Serie 2020

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Für eine sichere Zahnbehandlung

WORLD WIDE EQUINE Maulgatter Serie 2020

Für das Maulgatter WWE 2020 sind weitere Schneidezahnauflagen erhältlich.

Der größte Teil der Pferde kann mit den vergrößerten Schneidezahnauflagen bearbeitet werden. Bei der Behandlung von Pferden mit totalem Über- / Unterbiss oder bei Pferden ohne Schneidezähne können Gaumenauflagen eingesetzt werden. Diese sollten möglichst gepolstert sein, um Verletzungen zu vermeiden. Diese Auflagen sind auch für Rinder geeignet. (Verbreiterte Gaumenauflagen müssen gemeinsam mit verbreiterten Schneidezahnauflagen benutzt werden.)



- ▶ Maulgatter der Spitzenklasse
- ▶ Aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Mit 15 verstellbaren Rasterstufen zur einfachen und bequemen Verstellung
- ▶ Verbesserte Handhabung der Ratschen
- ▶ Mit auswechselbaren Rastenleisten
- ▶ Sehr leicht zu öffnen
- ▶ Größerer, seitlicher Zugang
- ▶ Hochglanzpoliert
- ▶ Doppelt genähte Lederriemen für einen sicheren und langlebigen Halt

177529

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de