



Hängehalfter modifiziert
nach ZWICK

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Zahnbehandlung einfach durchgeführt



Hängehalfter modifiziert nach ZWICK

Erleichtert die Untersuchung und beugt gerade bei Reihenbehandlungen Ermüdungserscheinungen vor. Mithilfe des Hängehalfters arbeiten Sie in ergonomisch günstiger Haltung.

- ▶ Speziell für die Zahninspektion und -sanierung
- ▶ Mit Schnellfixationssystem zur Höhenverstellung
- ▶ Panikverschluss zum sofortigen Öffnen
- ▶ Sollbruchstelle (150 kg), um Verletzungen vorzubeugen
- ▶ 10 Einsätze für die Sollbruchstelle

178175

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de